

KIMTECH™

Erreichen Sie Ihr Maximum – mit Laborhandschuhen von Kimtech™

Hand in Hand zum Schutz von
Wissenschaftlern und Wissenschaft.



 **Kimberly-Clark**
PROFESSIONAL

Warum KIMTECH™?

Kimberly-Clark Professional™ arbeitet mit Ihnen zusammen, um außergewöhnliche Arbeitsplätze zu schaffen, die **gesünder**, **sicherer** und **produktiver** sind. In anspruchsvollen Arbeitsumgebungen ohne Spielraum für Fehler können Sie sich darauf verlassen, dass Produkte von Kimtech™ kritische Prozesse und Mitarbeiter **schützen**. Wir **verstehen** die Risiken und Kosten, die mit Kontaminationen verbunden sind. Kimtech™ Produkte sind für **Präzisionsarbeiten** und eine hohe Leistung konzipiert. Gemeinsam mit Ihnen arbeiten wir an einer **nahtlosen**, **sorgenfreien** Lösung, die das Risiko minimiert und die Leistung maximiert.



Schützen Sie die Wissenschaftler
Laborsicherheit hat die höchste Priorität. Kimtech™ Handschuhe schützen Wissenschaftler vor chemischen Spritzern und Gefahren durch Mikroorganismen.

- › EN ISO 374-1 Schutzhandschuhe – Leistungsanforderungen für chemische Risiken
- › EN 374-4 Beständigkeit gegen Zersetzung durch Chemikalien
- › EN ISO 374-5 Mikroorganismen- und Virenschutz, der höchste Grad an Mikroorganismenschutz, der für Laborhandschuhe möglich ist
- › Nicht nachweisbare Konzentration von chemischen Beschleunigern zur Verringerung des Risikos von Hautreizungen



Schützen Sie die Wissenschaft
Der Schutz von Prozessen und Assays vor Kontaminationen ist von entscheidender Bedeutung. Kontaminationen kosten Zeit, Geld und Glaubwürdigkeit.

- › Hergestellt zur Reduzierung von Rückständen⁽¹⁾
- › Analysenzertifikate für jede Produktionscharge verfügbar⁽¹⁾
- › Nicht nachweisbare Konzentrationen von Silikon und Amid



Garantierte Konformität
Kimberly-Clark Professional™ erleichtert den Nachweis der Konformität für Laborhandschuhe.

- › Zertifiziert nach PSA Kategorie III zum Schutz vor Chemikalienspritzern und Gefahren durch Mikroorganismen
- › Wir veröffentlichen Analysenzertifikate (CoA) für jede Produktionscharge, um die Schutzqualität und Sauberkeit der Handschuhe zu gewährleisten¹
- › Unsere Webseite www.kimtech.eu ist eine umfassende Quelle von Online-Dokumenten, darunter technische Datenblätter, Konformitätserklärungen und Analysenzertifikate.

¹ nur für die Handschuhe Kimtech™ Prizm™ / Prizm™ Xtra / Purple Nitrile / Purple Nitrile™ Xtra™ / Sterling™ Nitrile / Sterling™ Nitrile-Xtra™

Kimtech™ Laborhandschuhe – Auswahlhilfe

	Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Chemikalien-schutz EN ISO 374-1	Schutz vor Bio- gefährdung EN ISO 374-5	AQL	Hand- schuh- länge		Chemisch
	97610 – 97614	Purple Nitrile™ Xtra™ Handschuhe	XS – XL	Typ B (JKT)	Virus	0,65	30 cm	+ CHEMIKALIENSCHUTZ LEVEL Mäßige Chemikalienspritzer	HÖCHSTER Chemotherapie und Anwendungsbereiche mit hohem Risiko
	90625 – 90629	Purple Nitrile™ Handschuhe	XS – XL	Typ B (JKT)	Virus	0,65	24–25 cm		
	62880 – 62884	Opal™ Nitrilhandschuhe	XS – XL	Typ B (KPT)	Virus	1,5	24 cm		
	99210 – 99214	Sterling™ Nitrilhandschuhe	XS – XL	Typ C	Virus	0,65	24–25 cm		
								– NIEDRIGSTER Geringes Risiko – leichte Spritzer	



Kimtech™ Purple Nitrile™ Handschuhe

- › Bietet hohen Schutz, Sauberkeit und Qualität
- › Die Nitrilstruktur führt zu stärkeren und schlankeren Produkten als bei Latexhandschuhen und bietet einen besseren Schutz vor einer größeren Bandbreite an Chemikalien, einschließlich Zytostatika.
- › Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
- › Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert.
- › Sie enthalten kein Naturkautschuk-Latex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautirritationen für den Nutzer verringert wird. In zwei Längen erhältlich.



KIMTECH™ Purple Nitril™ Handschuhe bieten einen angenehmen Tragekomfort und gewährleisten gleichzeitig ein hohes Maß an Schutz und Kontaminationskontrolle in den anspruchsvollen Bereichen Life Sciences und Pharma-Herstellung.



Garantierte Konformität: PSA Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Schutz vor Chemikalienspritzern, EN 374-4:2014 Beständigkeit gegen chemische Zersetzung, EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen- und Virenschutz, zugelassen für Kontakt mit Lebensmitteln

Beschreibung	XS	S	M	L	XL	Handschuhe/Box	Gesamt/VE
Kimtech™ Purple Nitrile™ Handschuhe, 24/25 cm	90625	90626	90627	90628	90629	100 / 10 (XL = 90/10)	1000 (XL = 900)
Purple Nitrile™ Xtra™ Handschuhe, 30 cm	97610	97611	97612	97613	97614	50 / 10	500



Analysenzertifikat (CoA) für jede Produktionscharge

(Nur für die Handschuhe Kimtech™ Prizm™ & Prizm™ Xtra / Purple Nitrile™ / Purple Nitrile™ Xtra™ / Sterling™ Nitrile)



Kimtech™ Sterling™ Nitrilhandschuhe

- › Hergestellt mit unserer Sterling™-Technologie, die Sicherheit und Komfort kombiniert. Die effiziente, umweltfreundliche Konstruktion minimiert Abfall, ohne die Sicherheit zu gefährden.
- › Die Nitrilstruktur führt zu stärkeren und schlankeren Produkten als bei Latexhandschuhen, mit zertifiziertem Schutz vor einer großen Zahl von Gefahrenstoffen und einer Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln.
- › Die grauen und beidseitig tragbaren Handschuhe sind antistatisch getestet, um sowohl Nutzer als auch Ausrüstung zu schützen.
- › Strukturierte Fingerspitzen verbessern die Griffigkeit und Tastempfindlichkeit für sicherere und effizientere Prozesse.
- › Manschetten mit Rollrand erhöhen die Festigkeit der Handschuhe, verringern das Risiko für Risse und verbessern ihre Haltbarkeit. Zudem reduzieren sie das Aufrollen, was das An- und Ausziehen erleichtert.
- › Sie enthalten kein Naturkautschuk-Latex, Silikon oder Puder, wodurch das Risiko von Hautirritationen für den Nutzer verringert wird.



Kimtech™ Sterling™ beidseitig verwendbare Nitrilhandschuhe bieten eine ausgezeichnete Kontaminationskontrolle mit innovativem, hautschonendem Nitril für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Handschuhe sind puder- und latexfrei und verfügen über Manschetten mit Rollrand und strukturierte Fingerspitzen.

Garantierte Konformität: PSA Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016 Typ C Schutz vor Chemikalienspritzern, EN 374-4:2014 Beständigkeit gegen chemische Zersetzung, EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen- und Virenschutz, zugelassen für Kontakt mit Lebensmitteln

Beschreibung	XS	S	M	L	XL	Handschuhe/Box	Gesamt/VE
Kimtech™ Sterling™ Nitrilhandschuhe, 24/25 cm	99210	99211	99212	99213	99214	150 / 10 (XL = 140/10)	1500 (XL = 1400)



Kimtech™ Opal™ Nitril-Handschuhe

- › Verbesselter Tragekomfort für längere Tragezeiten.
- › Ausgezeichnete Tastempfindlichkeit, ohne Sicherheitsrisiko für den Träger.

Kimtech™ Opal™ Nitril-Handschuhe wurden mit einem innovativen Verfahren aus dünnem Nitril-Polymer hergestellt. So entstehen Handschuhe mit einer Spitzendicke von nur 0,07 mm und ausgezeichneter Zugfestigkeit für anspruchsvolle Prozesse.

Die leicht anzuziehenden, weichen und bequemen Kimtech™ Opal™ Nitril-Handschuhe sind für eine längere Tragezeit geeignet. Ohne Latex aus Naturkautschuk, Vulkanisierungsmittel¹ und Schwefelzusätze wird das Risiko von Hautreaktionen mit TYP I und IV verringert sowie der Träger und die Anwendung geschützt.



Garantierte Konformität: PSA Kat. III gemäß Verordnung (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016 Typ B (KPT) Schutz vor Chemikalienspritzern, EN 374-4:2014 Beständigkeit gegen chemische Zersetzung, EN ISO 374-5:2016 Mikroorganismen- und Virenschutz, Lebensmittelkontakt zugelassen.

Beschreibung	XS	S	M	L	XL	Handschuhe/Box	Gesamt/VE
Kimtech™ Opal™ Nitril- Handschuhe, 24 cm	62880	62881	62882	62883	62884	200 / 10 (XL = 170 / 10)	2000 (XL = 1700)



¹ Ohne Schwefel sowie ohne die folgenden vulkanisierenden Chemikalien und Beschleuniger konzipiert: Thiuram, Thiazol, Guanidin und Carbamat.

Kimtech™ A7 P+ Laborkittel

- › Erstklassige Einweg-Laborkittel aus atmungsaktivem, mehrschichtigem Material mit dreifach genähten Nähten.
- › Erweiterter Rundumschutz, einschließlich hohem Stehkragen, Daumenschlaufen und extralangen Ärmeln zur Verwendung von Laborhandschuhen über den Kitteln.
- › Die Kittel sind einzeln verpackt und damit geeignet für Reinräume gemäß ISO 7 (Klasse C).



Das textilähnliche Material vermindert die Wärmebelastung. So garantieren die Kimtech™ A7 P+ Laborkittel Kontaminationsschutz auch über einen langen Nutzungszeitraum. Gefertigt aus nicht gewebten-SMS-Material mit dreifachen Nähten und frei von Silikon und Latex.

Beschreibung	S	M	L	XL	XXL	Gesamt/VE
Kimtech™ A7 P+ Laborkittel	97700	97710	97720	97730	97740	15



Kimtech™ Science Reinigungstücher

- › Unsere fusselarmen und saugstarken weißen Reinigungstücher eignen sich für empfindliche Geräte, Oberflächen, Optik und Materialien.
- › Leichte, weiße Reinigungstücher aus 100 % reinen Fasern.
- › In einer hygienischen, benutzerfreundlichen Pop-up-Box.



Präzisionstücher

Fusselarme, extrem saugfähige und chemisch inerte Reinigungstücher für anspruchsvolle Aufgaben und Instrumente für eine Vielzahl von Anwendungen. Die 1-lagigen, weißen Reinigungstücher werden in einer praktischen Pop-Up Box geliefert.

Art.-Nr.	Blatt/Box	Lagen	Farbe	Größe B x L	Gesamt/VE
7551	196 x 15	1	Weiß	30,5 x 30,5 cm	2940
7552	280 x 30	1	Weiß	11,5 x 21 cm	8400

Reinigungstücher für empfindliche Aufgaben

Fusselarme, extrem saugfähige und chemisch inerte Reinigungstücher für anspruchsvolle Aufgaben und Instrumente für eine Vielzahl von Anwendungen. Die 2-lagigen, weißen Reinigungstücher werden in einer praktischen Pop-Up Box geliefert.

Art.-Nr.	Blatt/Box	Lagen	Farbe	Größe B x L	Gesamt/VE
7557	100 x 24	2	Weiß	20 x 21 cm	2400
7558	200 x 15	2	Weiß	20 x 20,5 cm	3000



WYPALL®



FÜR JEDE AUFGABE DAS RICHTIGE HILFSMITTEL

WypAll® Papierreinigungstuchsortiment

Unsere WypAll® Papierreinigungstücher eignen sich hervorragend, wenn ein Einmal-Reinigungstuch zum Aufwischen verschütteter Flüssigkeiten, zum Reinigen von Händen und zum Abwischen von Oberflächen erforderlich ist.

Das Sortiment ist in die Bereiche Reinigung & Hygiene und Produktion & Wartung unterteilt, mit aufgabengebundenen Produkten, um die unterschiedlichen Anforderungen in jedem Bereich zu erfüllen.

Umgebungen für Reinigung & Hygiene: Restaurants, Kantinen, Gastgewerbe, Büros und Gesundheitswesen (Reinigungstücher sind in der Regel kleiner und tragbarer).

Umgebungen für Produktion & Wartung: Fertigung, Metallindustrie, Werkstätten und Servicezentren (Reinigungstücher sind in der Regel größer mit größeren Blattgrößen).

Produktbeschreibung	Artikel-nummer	Lagen	Verpackungs-inhalt	Blattgröße L x B in cm	Spender-Code
WypAll® L20 Reinigungstücher für Service und Einzelhandel – Jumbo-Rolle – extrabreit – blau	7301	2	1x500	38 x 33	6146, 6154, 6155
WypAll® L20 Reinigungstücher für Service und Einzelhandel – Jumbo-Rolle – blau	7300	2	1x500	38 x 23,5	6146, 6154, 6155
WypAll® L20 Industrielle Reinigungstücher – Rolle mit Zentralentnahme – weiß	7303	2	6x300	42,5 x 18,5	7017
WypAll® L30 Industrielle Reinigungstücher – Jumbo Rolle – extrabreit – blau	7426	3	1 x 670	38 x 37	6146, 6154, 6155
WypAll® L40 Hand- und Gesichtsreinigungstücher – viertelgefaltet – weiß	7471	1	18x56	30,4 x 31,7	7969

WIR STELLEN VOR: UNSER NEUES WYPALL® REACH™ SYSTEM



Produktbeschreibung	Artikel-nummer	Lagen	Verpackungs-inhalt	Blattgröße L x B in cm	Spender-Code
WypAll® Reach™ Reinigungstücher für Service und Einzelhandel – Rolle mit Zentralentnahme / blau	6220	1	6 x 280	38 x 18,3	6221
WypAll® Reach™ Reinigungstücher für Lebensmittel und Hygiene – Rolle mit Zentralentnahme / weiß	6222	1	6 x 430	38 x 23,5	6221
WypAll® Reach™ Reinigungstücher für Lebensmittel und Hygiene – Rolle mit Zentralentnahme / blau	6223	1	6 x 430	38 x 18,3	6221

WypAll® X Tücher

Die wiederverwendbaren WypAll® X Tücher sind saugfähig und lösungsmittelbeständig sowie robust genug, um auch schwierige Aufgaben zu bewältigen. Gleichzeitig sind sie kosten- und zeiteffizient. Mit dem patentierten HYDROKNIT™ Material behalten WypAll® X Tücher ihre Form und können immer wieder verwendet werden. Darüber hinaus hilft die einzigartige PowerPockets-Technologie, Dreck und Schmutz schneller und effektiver aufzunehmen, wodurch Oberflächen sauberer und Abfall reduziert werden.


Produktbeschreibung	Artikel-nummer	Lagen	Verpackungs-inhalt	Blattgröße L x B in cm	Spender-Code
WypAll® X60 Tücher – große Rolle, weiß	6036	1	1x750	38 x 42	6146, 6154, 6155
WypAll® X70 Tücher – Dreifalz, weiß	8387	1	12x76	30,5 x 31,8	7969
WypAll® X70 Tücher – große Rolle, weiß	8384	1	1x500	38 x 42	6146, 6154, 6155
WypAll® X80 Tücher – große Rolle, weiß	8377	1	1x475	34 x 31,5	6146, 6154, 6155



Daten zur chemischen Permeation


Unsere Internetseite ist eine umfassende Datenbank für Ihr Unternehmen. Gehen Sie auf www.kimtech.eu für:

- Daten zur chemischen Permeation von Handschuhen: Klicken Sie auf „Ressourcen“ und anschließend auf „Chemische Permeation“
- Analysezertifikat und Sterilizertifikat: Klicken Sie auf „Resources“ und anschließend auf „Certificates“



Chemical	Permeation Coefficient (cm³·cm / (m²·s))	Permeation Coefficient (cm³·cm / (m²·s))	Permeation Coefficient (cm³·cm / (m²·s))	Permeation Coefficient (cm³·cm / (m²·s))
Methanol	10	10	10	10
Aceton	10	10	10	10
Acetonitril	10	10	10	10
Dichlormethan	10	10	10	10
Schwefelkohlenstoff	10	10	10	10
Toluol	10	10	10	10

Klicken Sie auf „Submit“ und laden Sie die PDF-Datei herunter



Garantierte Konformität

Europäische Richtlinie zur persönlichen Schutzausrüstung (EU) 2016/425 – PSA Kat. III komplexe PSA: Für den Einsatz in Anwendungsbereichen, bei denen tödliche Gefahren und irreversible Gesundheitsschäden auftreten können.

Handschutz – Chemikalienspritzschutz			
Alt:		EN 374-3:2003	
			
EN374-1:2003 Niedriger Chemikalienschutz Schutz vor chemischen Risiken Die Durchdringungszeiten der verwendeten Chemikalien erhalten Sie vom jeweiligen Hersteller. Test: Permeation EN374- 3:2003		EN 374-3:2003 Schutz vor chemischer Permeation. Liste mit 12 Chemikalien, denen jeweils ein Buchstabe A bis L zugewiesen ist. Bei mindestens 3 Chemikalien besteht eine Durchdringungszeit von > 30 Minuten. Test: Permeation EN 374-3:2003	
Neu:		EN ISO 374-1:2016/Typ C	EN ISO 374-1:2016 / Typ B
			
Typ C: Mindestens Leistung der Stufe 1 (mehr als 10 Minuten) gegen mindestens eine Chemikalie auf der Liste. Test: Permeation EN 16523-1:2015		Typ B: Mindestens Leistung der Stufe 2 (mehr als 30 Minuten) gegen mindestens 3 Chemikalien aus der Liste. Test: Permeation EN 16523-1:2015	Typ A: Mindestens Leistung der Stufe 2 (mehr als 30 Minuten) gegen mindestens 6 Chemikalien aus der Liste. Test: Permeation EN 16523-1:2015

Vorhandene Liste mit 12 Chemikalien		Weitere 6 Chemikalien
A Methanol	G Diethylamin	M Salpetersäure 65 %
B Aceton	H Tetrahydrofuran	N Essigsäure 99 %
C Acetonitril	I Ethylacetat	O Ammoniumhydroxid 25 %
D Dichlormethan	J n-Heptan	P Wasserstoffperoxid 40 %
E Schwefelkohlenstoff	K Natriumhydroxid 40 %	S Fluorwasserstoffsäure 40 %
F Toluol	L Schwefelsäure 96 %	T Formaldehyd 37 %

Handschutz – Schutz vor Gefahren durch Mikroorganismen	
EN 374-2:2003	EN ISO 374-5:2016
	
> Stufe 2	VIRUS
EN 374-2:2003 Gefahr durch Mikroorganismen Schutz vor Gefahren durch Mikroorganismen, Stufe 3 – AQL 0,65 / Stufe 2 – AQL 1,5 Test: Wasserdichtigkeit, ISO2859 Probennahme pro Charge.	Zum Schutz vor Bakterien und Pilzen ist ein Penetrationstest gemäß EN 374-2:2014 erforderlich. Zum Schutz vor Viren ist die Einhaltung der ISO-Norm 16604:2004 (Methode B) erforderlich.

Klassifikation der Chemikalienpermeation							
Klassifikation	Nicht klassifiziert	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
Zeit	<10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	>480
Verwendung	Nicht empfohlen	Spritzschutz		Mittlerer Schutz		Hoher Schutz	

Weitere Informationen finden Sie unter www.kimtech.eu/legislation

Allgemeine Produktauswahlhilfe

	Art.-Nr.	Größe/ Format	Inhalt	Material	Eigenschaften	ISO oder Klasse	Klassifikation	Schutz vor Chemikalien- spritzern	Schutz vor Mikro- organismen	Kontakt mit Lebens- mitteln
Laborsortiment										
Kimtech™ Laborhandschuhe										
Purple™ Nitrilhandschuhe	90625 bis 90629	XS bis XL	10 x 100 ^[5] Handschuhe	Nitril	Texturierte Fingerspitzen	ISO 6 oder höher Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	Genehmigt
Purple™ Xtra™ Nitrilhandschuhe	97610 bis 97614	XS bis XL	10 x 50 Handschuhe	Nitril	Texturierte Fingerspitzen	ISO 6 oder höher Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ B (JKT)	EN ISO 374-5 Virus	Genehmigt
Opal™ Nitrilhandschuhe	62880 bis 62884	XS bis XL	10 x 200 ^[7] Handschuhe Nitril	Nitril	Texturierte Fingerspitzen	ISO 8 oder höher	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ B (KPT)	EN ISO 374-5 Virus	Genehmigt
Sterling™ Nitrilhandschuhe	99210 bis 99214	XS bis XL	10 x 150 ^[4] Handschuhe	Nitril	Texturierte Fingerspitzen	ISO 6 oder höher Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C	EN ISO 374-5 Virus	Genehmigt
Kimtech™ Laborkittel										
A7 Laborkittel	96700 bis 96740	S bis 2XL	15 Labor- kittel	SMS ^[4]	Einzel verpackt	ISO 8 oder höher	PSA Kat. III	Typ 6 (PB)		
A7P+ Laborkittel	97700 bis 97740	S bis 2XL	15 Labor- kittel	Laminierte SMS ^[4]	Einzel verpackt	ISO 8 oder höher	PSA Kat. III	Typ 6 (PB)	EN 14126:2003	
Kimtech™ Science Reinigungstücher										
Präzisionstücher (weiß)	7551	30 x 30 cm	15 Boxen x 196 Tücher	Papier	1-lagig	ISO 8 oder höher				
Präzisionstücher (weiß)	7552	11,5 x 21 cm	30 Boxen x 280 Tücher	Papier	1-lagig	ISO 8 oder höher				
Reinigungstücher für empfindliche Aufgaben (weiß)	7557	20 x 21 cm	24 Boxen x 100 Tücher	Papier	2-lagig	ISO 8 oder höher				
Reinigungstücher für empfindliche Aufgaben (weiß)	7558	20 x 21 cm	15 Boxen x 200 Tücher	Papier	2-lagig	ISO 8 oder höher				

* Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie im entsprechendem, technischem Datenblatt.

^[1] PE: Polyethylen

^[2] PE/PET: Polyethylen/Polyethylen-Terephtalat

^[3] PP: Polypropylen

^[4] SMS: Spinnvlies – Meltblown – Spinnvlies

^[5] 10 x 90 für Größe XL

^[6] 10 x 140 für Größe XL

^[7] 10 x 170 für Größe XL

	Art.-Nr.	Größe/ Format	Inhalt	Material	Eigenschaften	ISO oder Klasse	Klassifikation	Schutz vor Chemikalien- spritzern	Schutz vor Mikro- organismen
Steriles Reinraum-Sortiment									
Kimtech™ sterile Reinraum-Handschuhe									
G3 Sterile weiße Nitrilhandschuhe	HC61160 bis HC61110	6,0 bis 10,0	200 Paar	Nitril	Glatt – doppeltes Anziehen	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
G3 Sterile Sterling™ Nitrilhandschuhe	11821 bis 11828	6,0 bis 10,0	300 Paar	Nitril	Glatt – doppeltes Anziehen	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
G3 Sterile Latexhandschuhe	HC1360S bis HC1310S	6,0 bis 10,0	200 Paar	Latex	Glatt – doppeltes Anziehen	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
Kimtech™ sterile Reinraum-Bekleidung									
A5 steriler Rein- raum-Schutzanzug	88800 bis 88806	S bis 4XL	25 Anzüge	SMS	vakuumverpackt	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. III	Typ 5 Typ 6	
A5 sterile Reinraum-Hau- ben mit Bändern	25797	Universal	100 Hauben	SMS	vakuumverpackt	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. III	Typ 6 (PB)	
A5 sterile Reinraum-Haube und Maske	36072	Universal	75 Hauben	SMS	vakuumverpackt	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. III	Typ 6 (PB)	
A5 Sterile Überziehtiefel mit Vinylsohle	12922 / 88808	S/M und univ.	100 Paare	SMS	vakuumverpackt	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. I		
A5 Sterile Überziehtiefel mit umlaufendem Vinylfuß	31683 / 31696	S/M und univ.	100 Paare	SMS	vakuumverpackt	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. I		
A5 Sterile Ärmel	36077	Länge 45 cm	100 Paare	SMS	vakuumverpackt	ISO 5 Klasse A/B	PSA Kat. I		
Kimtech™ Sterile Gesichtsmasken									
M3-zertifizierte, sterile, beutelartige Gesichts- maske	62483	Breite 25 cm	200 Masken	PE ^[1] /[PE/PET] ^[2] /pp ^[3]	Mit Kopfbändern	ISO 5 Klasse A/B			
M3-zertifizierte, sterile, gefaltete Gesichtsmaske	62467	Breite 18 cm	200 Masken	PE ^[1] /[PE/PET] ^[2] /pp ^[3]	Mit Bändern	ISO 5 Klasse A/B			
M3-zertifizierte, sterile, gefaltete Gesichtsmaske	62470	Breite 18 cm	200 Masken	PE ^[1] /[PE/PET] ^[2] /pp ^[3]	Mit Ohrschlaufen	ISO 5 Klasse A/B			
M3-zertifizierte, sterile, gefaltete Gesichtsmaske	62494	Breite 23 cm	200 Masken	PE ^[1] /[PE/PET] ^[2] /pp ^[3]	Mit Bändern	ISO 5 Klasse A/B			
Nicht-steriles Reinraum Sortiment									
Kimtech™ Reinraum Handschuhe									
G3 weiße Nitrilhandschuhe	HC61010 bis HC61014	XS bis XL	1000 Hand- schuhe	Nitril	haftend	ISO 3 oder höhere Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
G3 NxT™ Nitrilhandschuhe	62990 bis 62995	XS bis XL	1000 Hand- schuhe	Nitril	Glatt – doppeltes Anziehen	ISO 3 oder höhere Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
G3 Latexhandschuhe	HC225 bis HC555	S bis XL	1000 Hand- schuhe	Latex	Glatt	ISO 3 oder höhere Klasse C/D	PSA Kat. III	EN ISO 374-1 Typ C (K)	EN ISO 374-5 Virus
Kimtech™ Bekleidung									
A8 partikeldichter Schutzanzug	47691 bis 47697	S bis 4XL	25 Anzüge	SMS ^[4]	Einzeln verpackt	ISO 6 oder höhere Klasse C/D	PSA Kat. III	Typ 5 Typ 6	
A8 Überziehschuhe	39370 bis 39372	S/Univ/XL	300 Überzieh- schuhe	SMS ^[4]	Vollständig beschichtet	ISO 6 oder höhere Klasse C/D	PSA Kat. I		
Kimtech™ Reinraum Gesichtsmasken									
M3 zertifizierte Maske im Taschendesign	62484	Breite 25 cm	300 Masken	PE ^[1] /[PE/PET] ^[2] /pp ^[3]	Mit Kopfbändern	ISO 3 oder höhere Klasse C/D			
M3 zertifizierte Maske im Faltdesign	62451	Breite 23 cm	500 Masken	PE ^[1] /[PE/PET] ^[2] /pp ^[3]	Mit Ohrschlaufen	ISO 3 oder höhere Klasse C/D			
M3 zertifizierte Maske im Faltdesign	62452	Breite 23 cm	500 Masken	PE ^[1] /[PE/PET] ^[2] /pp ^[3]	Mit Bändern	ISO 3 oder höhere Klasse C/D			
M3 zertifizierte Maske im Faltdesign	62465	Breite 18 cm	500 Masken	PE ^[1] /[PE/PET] ^[2] /pp ^[3]	Mit Ohrschlaufen	ISO 3 oder höhere Klasse C/D			
M3 zertifizierte Maske im Faltdesign	62466	Breite 18 cm	500 Masken	PE ^[1] /[PE/PET] ^[2] /pp ^[3]	Mit Bändern	ISO 3 oder höhere Klasse C/D			
M6 zertifizierte Maske im Faltdesign	62477	Breite 18 cm	500 Masken	PP ^[3] /[PE/PET] ^[2]	Mit Ohrschlaufen	ISO 6 oder höhere Klasse C/D			
Kimtech™ Reinraum Gesichtsschleier									
M7 Gesichtsschleier	62751	33 x 38 cm	150 Schleier	Fusselarme PE ^[1]	Mit Druckknöpfen	ISO 6 oder höher			
M7 Gesichtsschleier	62757	33 x 38 cm	150 Schleier	Fusselarme PE ^[1]	Mit Bändern	ISO 6 oder höher			

KIMTECH™

ERREICHEN SIE IHR MAXIMUM

➤ WIR KÜMMERN UNS UM SIE

Kimtech™ bietet Ihnen zusätzliche Ressourcen an, damit Sie das richtige Produkt für die richtige Anwendung auswählen.

➤ Weitere Informationen finden
Sie unter www.kimtech.eu

➤ Technische Unterstützung erhalten
Sie unter kimtech.support@kcc.com



www.kimtech.eu

Es liegt in der Verantwortung des Arbeitgebers, das Risiko der auszuführenden Aufgabe zu bewerten und die passende persönliche Schutzausrüstung zu bestimmen. Der Hersteller Kimberly-Clark übernimmt keine Verantwortung für die falsche Wahl oder die missbräuchliche Verwendung der in dieser Broschüre dargestellten persönlichen Schutzausrüstung. Es wurde mit äußerster Sorgfalt darauf geachtet, dass die hierin enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung so genau wie möglich sind. Fehler können jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Zudem werden gesetzliche Bestimmungen für die persönliche Schutzausrüstung kontinuierlich überarbeitet und können sich ändern, solange diese Broschüre noch im Umlauf ist. Dementsprechend unterliegen die Produktspezifikationen Änderungen. Wir empfehlen, sich bei Fragen zu präsentierten Produkten oder der Eignung solcher Produkte für eine bestimmte Aufgabe an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter zu wenden. Entsorgen Sie gebrauchte Schutzausrüstung stets auf sichere und angemessene Weise gemäß europäischen, nationalen und lokalen Umweltschutzbestimmungen.

™/© sind Marken von Kimberly-Clark Worldwide, Inc. oder deren jeweiligen Inhabern und dürfen unter Lizenz verwendet werden.

Publikationscode: 4874.04 DE 09.22